

Amningsnapp



Fukta kanterna på amningsnappen
Med vatten för att vara säkra på
Att den fäster tätt mot huden



Täck över hålen med långfingret



Vänd amningsnappen ut och in
till hälften, likt en "mexikansk
hatt"



Håll kvar långfingret över hålen
så vakuum bildas. Dra samtidigt
i vingarna tills amningsnappen
av sig själv vänds tillbaka i
ursprungsläget



Greppa tag om vingarna på
amningsnappen




Bröstvårtan fyller nu nästan hela
amningsnappen. Barnet får ett
stort tag om bröstvårtan och suger
inte bara på yttersta delen av
amningsnappen

Skötsel av amningsnapp:

- skölj av nappen i kallt vatten efter användning
- diska av den med varmt vatten och diskmedel, skölj noga
- koka nappen en gång per dygn i ca 3 min
- förvaras rent
- före användning skölj i ljummet vatten för att få nappen att fästa på bröstet

Amningsnapp



Fukta kanterna på amningsnappen
Med vatten för att vara säkra på
Att den fäster tätt mot huden



Täck över hålen med långfingret



Vänd amningsnappen ut och in
till hälften, likt en "mexikansk
hatt"



Håll kvar långfingret över hålen
så vakuum bildas. Dra samtidigt
i vingarna tills amningsnappen
av sig själv vänds tillbaka i
ursprungsläget



Greppa tag om vingarna på
amningsnappen



Bröstvårtan fyller nu nästan hela
amningsnappen. Barnet får ett
stort tag om bröstvårtan och suger
inte bara på yttersta delen av
amningsnappen

Skötsel av amningsnapp:

- skölj av nappen i kallt vatten efter användning
- diska av den med varmt vatten och diskmedel, skölj noga
- koka nappen en gång per dygn i ca 3 min
- förvaras rent
- före användning skölj i ljummet vatten för att få nappen att fästa på bröstet